

حذف یخ از مواد از راه تصعید، و حذف آب دور مولکولها توسط فرآیند واجذب

امکانات

- سیستمهای آزمایشگاهی فشرده با بازدهی بالا
- قرارگیری محفظه خشککن جهت افزایش راندمان در فرآیند تصعید
- محفظه متراکمساز یخ با لولههای داخلی از جنس استیل ضد زنگ
- نمایش دیجیتالی دما و میزان خلا درون محفظه، اندازهگیری غیرمستقیم دمای محصول با توجه به فشار بخار درون محفظه، کنترل خلا محفظه جهت بهینهسازی فرآیند



مشخصات فنی	
توان مصرفی	Max 0.6 kw
ولتاژ	200-230V ±10%
فرکانس	50/60Hz
ظرفیت کندانسور یخ	4 kg
کارکرد کندانسور یخ	4kg/24h
دمای کندانسور یخ	-55 °C
ابعاد	390 x 415 x 540 mm
وزن	42 kg