

آسیاب ذرات بدون دخالت اجزای مکانیکی و با استفاده از هوای فشرده

امکانات

- آسیاب پودرهای شیمیایی و دارویی در مقیاس 0.0 میکرون و کوچکتر
- آسیاب ذرات بدون گرما
- ساخته شده از مواد سازگار با فرآیندهای دارویی




بدنه تماما استیل ضد زنگ
مجهز به
چمبر خردکن ذرات از جنس
سرامیک



مشاهده و کنترل وضعیت
فشار هوا



فیلتر هوا در مقیاس میکرون



محفظه جمع‌آوری در
مقیاس صنعتی

Technical data overview	
Crushing capacity	(MAX)10 kg/h
Mill Size	3mm
Pressure chamber	5-8 bar (typical)
Pressure Nozzle	6-8 bar (typical)
Dimensions (W×H×D)	110*60*40 cm
Weight	35 kg