

- کاربرد گسترده جهت گرانول کردن مواد اکسترودراسفرو شده، کروی نمودی فرآیندهای آزمایشگاهی و محصولات در فاز پایلوت در داروسازی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی

## امکانات

- یکپارچگی اکسترودراسفرو و اسفرونیزاسیون گرانول
- صفحه متخلخل خروج گرانول
- کنترل دقیق جریان هوا
- تغذیه با جاذبه یا به وسیله وکیوم از محفظه
- بدون تماس مستقیم بین آب بندی شفت و محصول
- Smooth covering, no external tubing and piping allowing easy cleaning

مشخصات فنی	اکسترودراسفرو	اسفرونايزر
توان مصرفی	max.1000 W	
ولتاژ	200-230 V ± 10 %	
فرکانس	50/60 Hz	
سرعت چرخش (rpm)	10-140	100-1400
ظرفیت (کیلوگرم بر ساعت)	1-5	0.05 – 1
ابعاد	25×25×40 cm	30×20×50 cm
وزن	20	10
؟؟؟	1 , 1.2 , 1.5 mm	-
نرخ بازگشت ماده	99%	
نمایش	HMI	-
جنس قطعات	stainless steel 316	

