

تبخیر محلول‌ها به وسیله حرارت‌دهی با حمام آب داغ و ایجاد خلا در بالای محلول

## امکانات

- حمام گمایش با کنترل دمایی دقیق و مدار ایمنی قابل تنظیم
- موتور برای حرکت بالا و پایین اوپوراتور، خروج خودکار اوپوراتور از حمام هنگام خاموشی ناگهانی دستگاه
- امکان استفاده از تایمر برای کنترل دقیق فرآیند
- سیلینگ بالا با استفاده از PTFE دوپل و بهره‌گیری از فشار فنر

### مشخصات فنی

توان مصرفی	max.1400 W
ولتاژ	200-230 V ± 10 %
فرکانس	50/60 Hz
گستره سرعت (rpm)	20-280
نمایش	LCD
گستره دمایی گرمایش (سلسیوس)	180 °C
تایمر	Yes
بالابر	Motor- 150mm
ابعاد	46×45×58 cm
وزن	15 kg

