

فریز درایر آزمایشگاهی





مشخصات فنی فریز درایر درسا تک

اجزاء

بدنه دستگاه مشتمل بر

- پمپ وکیوم
- چمبر خشک کن و سینی استیل
- سیستم تبرید ۵۰-
- اواپراتور استیل ۳۱۶
- شیر برقی وکیوم
- سیستم کنترل کننده دستگاه مبتنی بر PLC و HMI برند SIEMENS
- سنسور دما

قابلیت‌ها

مهندسی منطبق بر نمونه اروپایی

قابلیت انجام عملیات در محدوده دمایی ۵۰- درجه سلسیوس



کاربردها

- ژنتیک
- داروسازی
- بیوتکنولوژی
- صنایع غذایی
- شیمی
- فیزیک
- پزشکی
- کشاورزی



مشخصات فنی

800 W	بیشینه توان مصرفی	۱
220V - AC	ولتاژ ورودی	۲
50 Hz	فرکانس	۳
حدودا ۵۰- درجه سانتی گراد	حداقل دما	۴
0.1 M ²	مساحت اواپراتور	۵
30 m ³ /h - ووسانگ کره	پمپ و کیوم	۶
465*420*430mm	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)	۷
35 kg	وزن	۸
4kg/24hr	قابلیت جذب آب	۹
استنلس استیل ۳۰۴	جنس سینی ها	۱۰